

Incidin® Perfekt Spray

Sproeidesinfectans voor oppervlakken

**11405 N**

Toepassing

Incidin® Perfekt Spray is een desinfectie spray bestemd voor de desinfectie van kleine oppervlakken, inventaris en textiel zoals o.a.:

- Operatietafels, onderzoektafels, behandelstoelen, arMLEUNINGEN, hoofdstEUNEN, gordels en medisch apparatuur.
- Bedden en matrassen.
- Toiletbrillen.
- Bekleding, interieur van ambulances, bloeddruk-machETTEN.
- Laboratoriumapparatuur en tafels.
- Clean Rooms.

Incidin Perfect Spray is bijzonder geschikt als desinfectans op alle plaatsen waar:

- Tussentijds, bijvoorbeeld tussen het behandelen van verschillende patiënten, gedesinfecteerd moet worden.
- Direct gedesinfecteerd moet worden, dus bijvoorbeeld wanneer met infectieus materiaal geknoeid is.
- Materialen behandeld moeten worden die gevoelig zijn voor waterige oplossingen.
- Men met een normaal te appliceren desinfectans niet kan komen (bij kieren en dergelijke).
- Door adviescommissies een desinfectans op basis van alcohol 80% of minder wordt aanbevolen (m.u.v. de huid).

Productinformatie

- Incidin® Perfekt Spray een sproeidesinfectiemiddel voor kleine oppervlakken, inventaris en textiel in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg, wettelijk toegelaten onder nummer 11405N.
- Incidin® Perfekt Spray is gebruiksklaar. Het middel is ideaal om te gebruiken op materialen die niet of slecht met een waterige oplossing behandeld kunnen worden.
- Incidin® Perfekt spray is een snelwerkend product op basis van ethanol met een zeer breed werkingsspectrum dat bacteriën, schimmels en virussen

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product

omvat. De combinatie van stoffen zorgt daarnaast voor een langdurige werkzaamheid, dus voor meer zekerheid.

- Door toevoeging van anionische tenside kan het middel goed verdeeld worden op het oppervlak. Dankzij de sprayvorm van het desinfectans worden ook die plaatsen bereikt die anders moeilijk gedesinfecteerd kunnen worden.

Gebruiksaanwijzing

De te ontsmetten oppervlakken besproeien met onverdunde Incidin® Perfekt Spray. Houd hierbij ca. 30 cm afstand. Het verbruik bedraagt ca. 40-50 ml per m². Vervolgens drogen aan de lucht. De alcohol zal snel verdampen. Indien het te behandelen oppervlak direct na desinfectie weer gebruikt dient te worden, is het toegestaan om het oppervlak na behandeling met een schone doek of tissue af te nemen. Bij toepassing op elektrische apparatuur de stroom uitschakelen. Let op alcoholgevoelige materialen: plexiglas niet behandelen met alcohol.

Houdbaarheid

In gesloten verpakking: 2 jaar.

Opslag

Het verdient de aanbeveling om het product koel en in de originele verpakking te bewaren.

Verpakking Incidin® Perfekt Spray

Doos 10 flacons à 500 ml.

Attesten: Uitgebreid getest: zowel microbiologisch, virologisch, toxicologisch als ecologisch. Deze testresultaten en ook het attest van compatibiliteit met materialen, zitten allemaal in een uitgebreid productdossier. Op verzoek verkrijgbaar.